


АРТРОСКОПИЯ



ЭНДОСКОПЫ

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ЭНДОСКОПЫ



17-1750	Артроскоп	0° 4 мм
17-1750G	Артроскоп, усовершенствованная версия	0° 4 мм



17-1755	Артроскоп	30° 4 мм
17-1755G	Артроскоп, усовершенствованная версия	30° 4 мм




17-1760	Артроскоп	70° 4 мм
17-1760G	Артроскоп, усовершенствованная версия	70° 4 мм



ЭНДОСКОПЫ

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ЭНДОСКОПЫ



17-1751	Артроскоп	0° 2,7 мм
17-1751G	Артроскоп, усовершенствованная версия	0° 2,7 мм



17-1756	Артроскоп	30° 2,7 мм
17-1756G	Артроскоп, усовершенствованная версия	30° 2,7 мм




17-1761	Артроскоп	70° 2,7 мм
17-1761G	Артроскоп, усовершенствованная версия	70° 2,7 мм



ЭНДОСКОПЫ

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ЭНДОСКОПЫ



17-1752	Артроскоп, укороченная модель	0° 2,7 мм
17-1752G	Артроскоп, аналогичная модель, усовершенствованная версия	0° 2,7 мм



17-1757	Артроскоп, укороченная модель	30° 2,7 мм
17-1757G	Артроскоп, аналогичная модель, усовершенствованная версия	30° 2,7 мм



17-1762	Артроскоп, укороченная модель	70° 2,7 мм
17-1762G	Артроскоп, аналогичная модель, усовершенствованная версия	70° 2,7 мм



КАНЮЛИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

**17-1796**

Канюля для введения жидкости

4,5 мм

**17-1797**Троакар для канюли **17-1796**, остроконечный**17-1798**Троакар для канюли **17-1796**, тупоконечный**17-1799**Инфузионный адаптер для канюли **17-1796****17-1791**


Ирригационная канюля с краном

3,2 мм

**17-1792**Троакар для канюли **17-1791**, остроконечный**17-1793**Троакар для канюли **17-1791**, тупоконечный



ТУБУСЫ, ОБТУРАТОРЫ



17-1765

Обтуратор универсальный артроскопический с 2 вращающимися кранами

для артроскопа
Ø 2,7 мм, 187,5 мм



17-1766

Обтуратор универсальный артроскопический с 2 вращающимися кранами

для артроскопа
Ø 2,7 мм, 110 мм



17-1770

Обтуратор универсальный артроскопический с 2 вращающимися кранами

для артроскопа
Ø 4,0 мм, 175 мм



17-1767

Обтуратор универсальный артроскопический с 2 неподвижными кранами

для артроскопа
Ø 4,0 мм, 175 мм



17-1768

Обтуратор универсальный артроскопический с 2 неподвижными кранами

для артроскопа
Ø 1,9 мм, 102 мм



17-1775

Обтуратор универсальный артроскопический с 1 неподвижным краном

для артроскопа
Ø 4,0 мм, 175 мм



17-1780

Обтуратор универсальный артроскопический с 1 вращающимся краном

для артроскопа
Ø 4,0 мм, 175 мм



Обтураторы	1,9 x 102 мм	2,7 x 110 мм	2,7 x 187,5 мм	4,0 x 175 мм
тупоконечный 	17-1772		17-1789	17-1790
конусообразный 	17-1769	17-1787	17-1794	17-1795
остроконечный 	17-1773	17-1771	17-1784	17-1785



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОГИ



17-1780LH

Держатель для ноги



17-1790LH

Держатель для ноги



17-1781LH

Зажим для операционного стола, совместим с держателями для ноги серии LH



ЭЛЕКТРОДЫ



17-1826

Игольчатый электрод, изгиб 90°

1,5 мм



17-1827

Игольчатый электрод, изгиб 90°

4,0 мм



17-1828

Ножевой электрод, изгиб 45°

4,0 мм



17-1829

Игольчатый электрод, изгиб 45°

4,0 мм



17-1831

Электрод-щуп, изгиб 90°

5,5 мм



РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



17-1800

Нож крючковидный



17-1805

Нож, изгиб 45°



17-1810

Менискомом



17-1815

Нож банановидный, гладкое и изогнутое лезвие



17-1820

Нож-скальпель




17-1825

Крючок-зонд, изгиб 90°



17-1830

Нож банановидный, зазубренное лезвие



17-1835

Ложка-кюретка, Ø 3,0 мм, изгиб 30°



17-1840

Кюретка кольцевидная, Ø 3,0 мм



17-1840-5

Кюретка кольцевидная, Ø 5,0 мм




17-1845

Нож-розетка, зазубренный



РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



17-18xxDK с неразборной (трехгранной) DK-рукояткой




17-1801	Рукоятка	
17-1802	Зонд градуированный, 2,5 мм	17-1802DK
17-1802-4	Зонд градуированный, 4,0 мм	17-1802-4DK
17-1804	Нож-скальпель	17-1804DK
17-1806	Нож банановидный гладкий	17-1806DK
17-1807	Нож банановидный зубчатый	17-1807DK
17-1809	Менискомом, 5,0 мм, прямой кончик	17-1809DK
17-1811	Менискомом, 7,0 мм, закругленный кончик	17-1811DK
17-1812	Нож крючковидный	17-1812DK
17-1813	Нож, изгиб 45°	17-1813DK
17-1814	Кюретка кольцевидная, Ø 3,0 мм	17-1814DK
17-1817	Нож серповидный	17-1817DK
17-1818	Нож байонетный	17-1818DK
17-1819	Нож зубчатый, прямой	17-1819DK
17-1820	Нож гладкий, прямой	17-1820DK
17-1821	Нож зубчатый, изгиб 30° влево	17-1821DK
17-1822	Нож зубчатый, изгиб 30° вправо	17-1822DK
17-1823	Ложка, Ø 3,0 мм, изгиб 30°	17-1823DK
17-1824	Крючок-зонд, острый	17-1824DK



ЩИПЦЫ

17-1850

Артроскопические щипцы усиленные



17

17-1855

Щипцы

Ø 3,4 мм

17-18550S

Щипцы без кремальеры

Ø 3,4 мм

17-1856


Щипцы без кремальеры

Ø 3,4 мм

17-18560S

Щипцы ложечные без кремальеры

Ø 3,4 мм

**17-1860**


Щипцы аксиальные, прямой рабочий элемент

17-1865

Щипцы аксиальные, рабочий элемент изогнут вправо

17-1870

Щипцы аксиальные, рабочий элемент изогнут влево





ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-1880S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



Микровыкусыватели с лопаткой



17-1880

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, прямой

2,7 мм



17-1885

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° вправо

2,7 мм



17-1890

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° влево

2,7 мм



17-1895

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° вправо

2,7 мм



17-1900

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° влево

2,7 мм



17-1905

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вверх

2,7 мм



17-1910

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вниз

2,7 мм



17-1915

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вверх

2,7 мм



17-1920

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вниз

2,7 мм



ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-1925S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



Микровыкусыватели с лопаткой



17-1925	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, прямой	3,4 мм
----------------	---	--------



17-1930	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° вправо	3,4 мм
----------------	---	--------



17-1935	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° влево	3,4 мм
----------------	--	--------



17-1940	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° вправо	3,4 мм
----------------	---	--------



17-1945	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° влево	3,4 мм
----------------	--	--------



17-1950	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вверх	3,4 мм
----------------	---	--------



17-1955	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вниз	3,4 мм
----------------	--	--------



17-1960	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вверх	3,4 мм
----------------	--	--------



17-1965	Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вниз	3,4 мм
----------------	---	--------



ВЫКУСЫВАТЕЛИ


Пример заказа

17-1970S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



Микровыкусыватели без лопатки



17-1970

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, прямой

2,7 мм



17-1975

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° вправо

2,7 мм



17-1980

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° влево

2,7 мм



17-1985

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° вправо

2,7 мм



17-1990

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° влево

2,7 мм



17-1995

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вверх

2,7 мм



17-2000

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вниз

2,7 мм



17-2005

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вверх

2,7 мм



17-2010

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вниз

2,7 мм



ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-2015S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



Микровыкусыватели без лопатки



17-2015

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, прямой

3,4 мм



17-2020

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° вправо

3,4 мм



17-2025

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° влево

3,4 мм



17-2030

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° вправо

3,4 мм



17-2035

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° влево

3,4 мм



17-2040

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вверх

3,4 мм



17-2045

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вниз

3,4 мм



17-2050

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вверх

3,4 мм



17-2055

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вниз

3,4 мм



ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-2060S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2060	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, правосторонний, с лопаткой	3,4 мм
----------------	--	--------

17-2061	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, правосторонний, с лопаткой	2,7 мм
----------------	--	--------



17-2065	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, левосторонний, с лопаткой	3,4 мм
----------------	---	--------

17-2066	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, левосторонний, с лопаткой	2,7 мм
----------------	---	--------



17-2070	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, правосторонний, без лопатки	3,4 мм
----------------	---	--------

17-2071	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, правосторонний, без лопатки	2,7 мм
----------------	---	--------



17-2075	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, левосторонний, без лопатки	3,4 мм
----------------	--	--------

17-2076	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 45°, левосторонний, без лопатки	2,7 мм
----------------	--	--------




ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-2060S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»

	17-2077	Выкусыватель боковой, левосторонний	
	17-2078	Выкусыватель боковой, правосторонний	
	17-2080	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, правосторонний, с лопаткой	3,4 мм
	17-2081	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, правосторонний, с лопаткой	2,7 мм
	17-2085	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, левосторонний, с лопаткой	3,4 мм
	17-2086	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, левосторонний, с лопаткой	2,7 мм
	17-2090	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, правосторонний, без лопатки	3,4 мм
	17-2091	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, правосторонний, без лопатки	2,7 мм
	17-2095	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, левосторонний, без лопатки	2,7 мм
	17-2096	Выкусыватель артроскопический боковой, изгиб кончика 90°, левосторонний, без лопатки	2,7 мм



МАЛЫЕ ВЫКУСЫВАТЕЛИ ТИПА DUCKBILL

Пример заказа

17-2190S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2190

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° вправо, малый



17-2195

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° влево, малый



17-2200

Выкусыватель типа Duckbill, прямой, малый



Изгиб 15° вверх



17-2205

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° вправо + 15° вверх, малый



17-2210

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° влево + 15° вверх, малый



17-2215

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 15° вверх, малый



СРЕДНИЕ ВЫКУСЫВАТЕЛИ ТИПА DUCKBILL

Пример заказа

17-2098S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2098 Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° вправо, средний 17



17-2097 Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° влево, средний



17-2099 Выкусыватель типа Duckbill, прямой, средний



Изгиб 15° вверх



17-2098-15 Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° вправо + 15° вверх, средний



17-2097-15 Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° влево + 15° вверх, средний



17-2099-15 Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 15° вверх, средний



Выкусыватели типа Duckbill

Артроскопия

БОЛЬШИЕ ВЫКУСЫВАТЕЛИ ТИПА DUCKBILL

Пример заказа

17-2190S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2220

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° вправо, большой



17-2225

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° влево, большой



17-2230

Выкусыватель типа Duckbill, прямой, большой



Изгиб 15° вверх



17-2235

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° вправо + 15° вверх, большой



17-2240

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 30° влево+ 15° вверх, большой



17-2245

Выкусыватель типа Duckbill, изгиб 15° вверх, большой



ВЫКУСЫВАТЕЛЬ

Пример заказа

17-2250S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2250

Выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб кончика 15° вверх

17

НОЖНИЧНЫЙ ВЫКУСЫВАТЕЛЬ

Пример заказа

17-2255S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2255

Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб кончика 15° вверх





НОЖНИЧНЫЕ ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-2106S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2106	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, прямой	2,7 мм
17-2111	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° вправо	2,7 мм
17-2116	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° влево	2,7 мм
17-2121	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° вправо	2,7 мм
17-2126	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° влево	2,7 мм
17-2131	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вверх	2,7 мм
17-2136	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вниз	2,7 мм
17-2141	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вверх	2,7 мм
17-2146	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вниз	2,7 мм



НОЖНИЧНЫЕ ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Пример заказа

17-2260S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



	17-2260	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, прямой	3,4 мм
	17-2261	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° вправо	3,4 мм
	17-2262	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 45° влево	3,4 мм
	17-2263	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° вправо	3,4 мм
	17-2264	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 30° влево	3,4 мм
	17-2265	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 7° вверх	3,4 мм
	17-2266	Ножничный выкусыватель артроскопический, повышенной прочности, изгиб 15° вверх	3,4 мм



Ножницы


Артроскопия

НОЖНИЦЫ

Пример заказа

17-2150S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



17-2151 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, прямые 2,7 мм



17-2158 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 45° вправо 2,7 мм



17-2163 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 45° влево 2,7 мм



17-2156 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 30° вправо 2,7 мм



17-2161 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 30° влево 2,7 мм



17-2176 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб кончика 45° влево 2,7 мм



17-2171 Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб кончика 45° вправо 2,7 мм



НОЖНИЦЫ

Пример заказа

17-2150S

чтобы заказать инструмент с пружиной, добавьте букву «S»



	17-2150	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, прямые	3,4 мм
	17-2162	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб кончика 45° влево	3,4 мм
	17-2157	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб кончика 45° вправо	3,4 мм
	17-2155	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 30° вправо	3,4 мм
	17-2160	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 30° влево	3,4 мм
	17-2170	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 45° вправо	3,4 мм
	17-2175	Ножницы артроскопические, повышенной прочности, изгиб 45° влево	3,4 мм



Ножницы

Артроскопия

МИКРОСИСТЕМЫ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ



17-2102

Щипцы артроскопические, миниатюрные

Ø 2,0 мм



17-2103

Ножницы артроскопические, миниатюрные

Ø 2,0 мм



17-2104

Ложка артроскопическая, миниатюрная


Ø 2,0 мм



17-2105/6

Выкусыватель артроскопический, миниатюрный

Ø 2,0 мм



17-1753

Артроскоп

0°
1,9 мм

17-1753G

Артроскоп, усовершенствованная версия

0°
1,9 мм

17-1754

Артроскоп

15°
1,9 мм

17-1754G

Артроскоп, усовершенствованная версия

15°
1,9 мм



ШЕЙВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



16-2050 Комплексная шейверная система, оснащенная ножным переключателем и рукояткой

16-2050-100 Рукоятка

16-2050-200 Ножной переключатель

Технические характеристики

Размеры	90 x 360 x 268 мм
Вес	6 кг
Электропитание	230 В AC / 50 Гц
Мощность	50 В-А
Основной предохранитель	2 x 1,6 АТ
Тип	Тип В
Режим эксплуатации	Непрерывная работа
Класс защиты IP	IPX 0
Класс EN	2а
Соединения	2 x рукоятка
	1 x ножной переключатель
Силовой кабель	230 В, 10 А, трехполюсный

Основные характеристики

- > Скорость от 800 до 8000 об/мин
- > Эргономичная и легкая рукоятка
- > Бесшумный и плавный ход
- > Автоклавируемая рукоятка (с кабелем)
- > Контроль всех функций через блок управления или ножной переключатель
- > Возможность присоединить к шейверу 2 инструмента одновременно (например, рукоятку и пилу)



Шейверные лезвия

Артроскопия

ШЕЙВЕРНЫЕ ЛЕЗВИЯ

ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Рукоятки для шейверных лезвий производства Ackermann, Arthrex, Linvatec и Friatec



15-1722-100ART	Менисковое шейверное лезвие «Полнорadiusный резектор»	5,5 мм
15-1722-101ART	Менисковое шейверное лезвие «Полнорadiusный резектор»	4,5 мм
15-1722-102ART	Менисковое шейверное лезвие «Полнорadiusный резектор»	3,5 мм
15-1722-200ART	Менисковое шейверное лезвие «Менисковый резец»	5,5 мм
15-1722-201ART	Менисковое шейверное лезвие «Менисковый резец»	4,5 мм
15-1722-202ART	Менисковое шейверное лезвие «Менисковый резец»	3,5 мм
15-1722-300ART	Менисковое шейверное лезвие «Агрессивный полнорadiusный резектор»	5,5 мм
15-1722-301ART	Менисковое шейверное лезвие «Агрессивный полнорadiusный резектор»	4,5 мм
15-1722-302ART	Менисковое шейверное лезвие «Агрессивный полнорadiusный резектор»	3,5 мм
15-1722-400ART	Менисковое шейверное лезвие «Фреза»	5,5 мм
15-1722-401ART	Менисковое шейверное лезвие «Фреза»	4,5 мм
15-1722-402ART	Менисковое шейверное лезвие «Фреза»	3,5 мм
15-1722-500ART	Менисковое шейверное лезвие «Сферический бур»	5,5 мм
15-1722-600ART	Менисковое шейверное лезвие «Заостренный бур»	5,5 мм
15-1722-700ART	Менисковое шейверное лезвие «Овальный бур»	5,5 мм



ШЕЙВЕРНЫЕ ЛЕЗВИЯ

ОДНОРАЗОВЫЕ



Рукоятки для шейверных лезвий производства Ackermann, Arthrex, Linvatec и Friatec



15-1722-100DDART	Менисковое шейверное лезвие «Полнорadiusный резектор», одноразовое	5,5 мм
15-1722-101DDART	Менисковое шейверное лезвие «Полнорadiusный резектор», одноразовое	4,5 мм
15-1722-102DDART	Менисковое шейверное лезвие «Полнорadiusный резектор», одноразовое	3,5 мм
15-1722-200DDART	Менисковое шейверное лезвие «Менисковый резец», одноразовое	5,5 мм
15-1722-201DDART	Менисковое шейверное лезвие «Менисковый резец», одноразовое	4,5 мм
15-1722-202DDART	Менисковое шейверное лезвие «Менисковый резец», одноразовое	3,5 мм
15-1722-300DDART	Менисковое шейверное лезвие «Агрессивный полнорadiusный резектор», одноразовое	5,5 мм
15-1722-301DDART	Менисковое шейверное лезвие «Агрессивный полнорadiusный резектор», одноразовое	4,5 мм
15-1722-302DDART	Менисковое шейверное лезвие «Агрессивный полнорadiusный резектор», одноразовое	3,5 мм
15-1722-400DDART	Менисковое шейверное лезвие «Фреза», одноразовое	5,5 мм
15-1722-401DDART	Менисковое шейверное лезвие «Фреза», одноразовое	4,5 мм
15-1722-402DDART	Менисковое шейверное лезвие «Фреза», одноразовое	3,5 мм
15-1722-500DDART	Менисковое шейверное лезвие «Сферический бур», одноразовое	5,5 мм
15-1722-600DDART	Менисковое шейверное лезвие «Заостренный бур», одноразовое	5,5 мм
15-1722-700DDART	Менисковое шейверное лезвие «Овальный бур», одноразовое	5,5 мм

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, ГЕРМАНИЯ
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Телефон: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-0
Факс: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de