




ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ПО OSTRUM



22-2700 Выкусыватель по Ostrum, прямой

22-2705 Выкусыватель по Ostrum, левосторонний

22-2710 Выкусыватель по Ostrum, правосторонний



22-2701 Оптические щипцы для синуса, Ø 2,7 мм для скопов 110 мм

22-2702 Оптические щипцы для синуса, Ø 2,7 мм для скопов 187,5 мм



22-2822 Рукоятка синусоскопическая плоская, для синусоскопов 4 мм

22-2823 Рукоятка синусоскопическая круглая, для синусоскопов 4 мм

ЛАРИНГосКОПЫ С УВЕЛИЧЕНИЕМ



22-2714 Ларингофарингоскоп с регулируемым коэффициентом увеличения

22-2714G Ларингофарингоскоп, аналогичный предыдущему, **усовершенствованная версия**

22-2714-10 Лапароскоп Ларингоскоп с регулируемым коэффициентом увеличения Ø 10 мм 70°

22-2721 Ларингофарингоскоп с постоянным коэффициентом увеличения Ø 8 мм



ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ



22-2721-4	Лапароскоп Ларинофарингоскоп с постоянным коэффициентом увеличения	Ø 4 мм 70°
22-2721-5	Лапароскоп Ларинофарингоскоп с постоянным коэффициентом увеличения	Ø 5 мм 70°
22-2721-6	Лапароскоп Ларинофарингоскоп с постоянным коэффициентом увеличения	Ø 6 мм 70°
22-2721-10	Лапароскоп Ларинофарингоскоп с постоянным коэффициентом увеличения	Ø 10 мм 70°

СИНУСОСКОП

22



Пример заказа

22-2712G

= усовершенствованная версия

22-2711	Синусоскоп 4 мм, длина тубуса 175 мм, автоклавируемый	0°
22-2711G	Синусоскоп 4 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	0°
22-2712	Синусоскоп 4 мм, длина тубуса 175 мм, автоклавируемый	30°
22-2712G	Синусоскоп 4 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	30°
22-2713	Синусоскоп 4 мм, длина тубуса 175 мм, автоклавируемый	70°
22-2713G	Синусоскоп 4 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	70°
22-2716	Синусоскоп 4 мм, длина тубуса 175 мм, автоклавируемый	45°
22-2716G	Синусоскоп 4 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	45°

Прямое соединение с адаптером 15-1702 DC



Для всех телескопов Ackermann®!

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

СИНУСОСКОП



Пример заказа

22-2712G

= усовершенствованная версия

Прямое соединение с адаптером 15-1702 DC




Для всех телескопов Ackermann®!

22-2717	Синусоскоп 2,7 мм, длина тубуса 187,5 мм, автоклавируемый	0°
22-2717G	Синусоскоп 2,7 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	0°
22-2718	Синусоскоп 2,7 мм, длина тубуса 187,5 мм, автоклавируемый	30°
22-2718G	Синусоскоп 2,7 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	30°
22-2719	Синусоскоп 2,7 мм, длина тубуса 187,5 мм, автоклавируемый	70°
22-2719G	Синусоскоп 2,7 мм, аналогичный предыдущему, усовершенствованная версия	70°



ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БИОПСИИ И ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ





22-2715

Щипцы для выполнения биопсии и для захватывания тканей, прямые

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

НАЗАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ




22-2720 Назальные ножницы, правосторонние

22-2725 Назальные ножницы, прямые

22-2730 Назальные ножницы, левосторонние

ЩИПЦЫ ШТРУМПЕЛЯ



22-2735 Щипцы Штрумпеля педиатрические, изгиб 90°, малые


22-2740 Щипцы Штрумпеля педиатрические, изгиб 45°, малые

22-2745 Щипцы Штрумпеля педиатрические, прямые, малые




ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

ЩИПЦЫ ВЕЙЛЯ-БЛЭКСЛИ



22-2750	Щипцы Вейля-Блэксли, размер 00, изгиб 45°	
22-2751	Инструмент лапароскопический Щипцы Вейля-Блэксли, размер 00, изгиб 90°	140 мм
22-2755	Щипцы Вейля-Блэксли, размер 01, изгиб 90°	
22-2760	Щипцы Вейля-Блэксли, размер 01, изгиб 45°	

ЗАЖИМ-КУСАЧКИ ДЛЯ СИНУСОВ



22-2765	Зажим-кусачки для синусов	3 мм
----------------	---------------------------	------




22-2766	Зажим-кусачки для синусов, вертикальное открытие браншей	3 мм
----------------	--	------



22-2767	Зажим-кусачки для синусов, горизонтальное открытие браншей	3 мм
----------------	--	------

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ


ЩИПЦЫ ТАКАХАШИ



22-2770

Щипцы Такахашаи


ЩИПЦЫ STRYUCKEN ДЛЯ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ



22-2775

Щипцы Stryucken для носовой раковины

ЩИПЦЫ БЛЭКСЛИ «THRU BITE»




22-2780

Щипцы Блэксли «Thru Bite», размер 00, прямые




ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

ЩИПЦЫ БЛЭКСЛИ «THRU BITE»




22-2785	Щипцы Вейля-Блэксли, размер 00, изгиб 45°
22-2786	Инструмент лапароскопический Щипцы Блэксли «Thru Bite», размер 01, изгиб 45°, рабочая поверхность 3,5 x 8 мм, 140 мм
22-2790	Щипцы Блэксли «Thru Bite», размер 01, прямые

ЩИПЦЫ ВЕЙЛЯ-БЛЭКСЛИ



22-2800	Щипцы Вейля-Блэксли, размер 00, прямые
22-2805	Щипцы Вейля-Блэксли, размер 01, прямые

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ПАЗУХ



22-2809	Инструмент лапароскопический Выкусыватель для пазух, прямой 140 мм
22-2810	Выкусыватель для пазух, правосторонний
22-2815	Выкусыватель для пазух, левосторонний

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

ЩИПЦЫ БЛЭКСЛИ «THRU BITE»



22-2820

Троакар и канюля



22-2835

Элеватор Фреера



22-2821

Устройство аспирации-ирригации при синусоскопии, для синусоскопов 4 мм

ТРУБКИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ



22-2840

Аспирационная трубка, длинный изгиб

3 мм



22-2841

Щипцы Блэксли «Thru Bite», размер 00, прямые

4 мм



22-2845

Аспирационная трубка, короткий изгиб

3 мм



22-2850

Аспирационная трубка, короткий изгиб

4 мм



ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ

КЮРЕТКИ ДЛЯ ПАЗУХ



22-2855 Кюретка для пазух, направление резки — вперед



22-2856 Серповидный нож, заостренный кончик



22-2857 Серповидный нож, закругленный кончик



22-2860 Кюретка для пазух, направление резки — назад



22-2865 Кюретка для пазух, 7 мм x 11 мм



22-2870 Кюретка для пазух, 1,5 мм x 6 мм



22-2875 Кюретка для пазух, 9 мм x 13 мм



22-2880 Кюретка для пазух, 8 мм x 11 мм

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ СИНУСОВ


НОСОВОЕ ЗЕРКАЛО ХАРТМАНА



22-2881

Носовое зеркало Хартмана

ГИБКИЙ СИНУСОСКОП




22-2890

Гибкий назофарингоскоп


Спецификация	22-2890
Диаметр	3,4 мм
Длина	300 мм
Угол изгиба	160°
Угол изгиба	160°



ОТОСКОП



22-2900	Отоскоп, длина 50 мм	Ø 4 мм 0°
22-2900G	Отоскоп, длина 50 мм, усовершенствованная версия	Ø 4 мм 0°
22-2901	Отоскоп, длина 50 мм	Ø 4 мм 30°
22-2901G	Отоскоп, длина 50 мм, усовершенствованная версия	Ø 4 мм 30°



22-2905	Отоскоп, длина 41 мм	Ø 2,7 мм 0°
22-2905G	Отоскоп, длина 41 мм, усовершенствованная версия	Ø 2,7 мм 0°
22-2906	Отоскоп, длина 41 мм	Ø 2,7 мм 30°
22-2906G	Отоскоп, длина 41 мм, усовершенствованная версия	Ø 2,7 мм 30°

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANIA
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Телефон: ++49(0)74 61/9 66 17-0
Факс: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de